



Carex Health Brands

Part No.
L'article No **B313-00**
Nº de pieza



Maximum user weight:
Poids maximum de l'utilisateur:
Peso máximo del usuario:



500 lbs
220 kg



B313 Safe Lock Raised Toilet Seat

ENGLISH

Can be fitted to a wide variety of toilet sizes including elongated and round-front bowls.

1. Fit the brackets (see diagrams). Lift existing toilet seat and place the raised seat loose on to the toilet bowl.
2. The front bracket is used to position the seat from front to back on the bowl. With the seat positioned centrally this adjustment should be carried out before the side brackets are tightened up, not afterwards!
3. Screw the side brackets in clockwise, keeping the seat central on the bowl whilst keeping the front bracket pushed up to the front. Now tighten the side brackets, not the front.
4. Ensure the seat is a tight fit to the bowl. Test for stability before use.
5. The product is designed for use in a static mode only. As with all devices designed to assist the elderly or disabled, care should be taken to avoid sudden or undue movement during use.
6. To clean use water and detergent with disinfectant. Never use abrasive cleaners or clean whilst dry.

FRANÇAIS

La lunette peut être posée sur une grande variété de cuvettes, y compris les cuvettes dont la partie avant est allongée ou arrondie.

1. Installez les supports (voir diagrammes). Soulevez l'abattant existant et posez simplement le siège surélevé sur la cuvette des toilettes.
2. Le support avant sert à positionner le siège de l'avant à l'arrière sur la cuvette. Le siège étant positionné au centre, ajustez avant de serrer les supports latéraux, et non pas après !
3. Vissez les supports latéraux dans le sens des aiguilles d'une montre en veillant à maintenir le siège bien centré sur la cuvette tout en maintenant le support avant bien poussé vers le haut à l'avant. Maintenant, serrez les supports latéraux, et non pas le support avant.
4. Vérifiez que le siège est fermement installé sur la cuvette. Avant toute utilisation, testez en la stabilité.
5. Le produit est conçu pour un usage statique uniquement. Comme pour tous les dispositifs conçus pour aider les personnes âgées ou handicapées, il faut prendre soin d'éviter les mouvements brusques ou excessifs en cours d'utilisation.
6. Nettoyez à l'eau et au détergent avec du désinfectant. N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs et ne jamais nettoyez à sec.

ESPAÑOL

Puede colocarse en gran variedad de tamaños de inodoro, incluyendo los que tienen tazas alargadas y de delantera redonda.

1. Coloque los soportes (consulte los diagramas). Retire el asiento actual y coloque el asiento elevado suelto sobre la taza del inodoro.
2. El soporte delantero se utiliza para colocar el asiento de delante a atrás sobre la taza. Con el asiento colocado en posición central, debe realizarse este ajuste antes de apretar los soportes laterales, no después!
3. Atornille los soportes laterales en sentido horario, manteniendo en posición central el asiento sobre la taza al tiempo que se mantiene el soporte delantero empujado al frente. Ahora apriete los soportes laterales, no el delantero.
4. Compruebe que el asiento está bien encajado en la taza. Pruébalo para comprobar su estabilidad antes de usarlo.
5. El producto se ha diseñado sólo para uso en modo estático. Como todos los dispositivos diseñados para ayudar a los ancianos o discapacitados, debe tenerse cuidado para evitar movimientos súbitos o indebidos durante su uso.
6. Para limpiarlo, utilice agua y detergente con desinfectante. No utilice nunca limpiadores abrasivos ni lo limpie en seco.

Carex Health Brands

PO Box 2526, Sioux Falls, SD 57101-2526
Phone: 800-328-2935 • Fax: 888-616-4297
www.carex.com
40-B313-00_00



Carex Health Brands

B313 Safe Lock Raised Toilet Seat

Fitting The Brackets & Front Bracket

PARTS




1 Front bracket




2 brackets



1 "L" Key



Fit the brackets by screwing the side knobs clockwise.
If needed fit the Front Bracket using the "L" key provided.



Only use the "L" key provided to make adjustments
to the Front Bracket.

Carex Health Brands

PO Box 2526, Sioux Falls, SD 57101-2526
Phone: 800-328-2935 • Fax: 888-616-4297
www.carex.com
40-B313-00_00

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE

Any questions or concerns about any aspect of this product need
to be directed to our customer service at toll free number: **1-800-526-8051**.
We are available Monday – Friday, 8AM – 5PM CST, to address your needs.