




B753


WEIGHT CAPACITY: 350 lbs
CAPACIDAD DE PESO: 350 libras

⚠ **WARNING:** Read all instructions and warnings prior to assembly and use.
⚠ **ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones y advertencias antes del ensamblaje y uso.


Parts List/Lista de Partes



Backrest /
Respaldo x 1



Seat /
Asiento x 1



U Bars /
Barras U x 2
Labeled "1" and "2"
Etiquetado "1" y "2"



Leg Extensions /
Extensiones de Pierna x 4



L Bars /
Barras L x 2



Washer / Arandelas x 5



Medium Screws /
Tornillos Medianos x 1



Long Screws /
Tornillos Largos x 4




Figure 1. Correct placement of U Bars
Figura 1. Colocación correcta de l Barras

Figure 2. Proper alignment of U bars
Figura 2. Alineación correcta de barras en U




Figure 3. Securing U bars to seat
Figura 3. Fijación de barras U para asiento

1 Place seat face-down on a table or counter with the FRONT edge closest to you (BACK edge has the shower sprayer notches, FRONT edge does not). Place U bar labeled "1" in the groove in the seat which extends from BACK LEFT corner of seat to RIGHT FRONT corner of seat, as shown in Figure 1., above. Place the U bar labeled "2" in the other groove, on top of U bar "1." **NOTE:** when placed correctly, the 2 U bars will align at the center as shown in Figure 2., above and the "1", "2", "3" and "4" labels will all be aligned.

⚠ **WARNING:** Failure to assemble this bath seat correctly can result in falls / injuries.


Coloque el asiento boca abajo sobre una mesa o mostrador con el borde del asiento cerca del borde de la mesa. Coloque la barra en U etiquetada "1" en la ranura del asiento, de modo que el "1" en la barra esté al lado del "1" en el asiento. Coloque la barra en U etiquetada "2" en el asiento para que el "2" en la barra esté al lado del "2" en el asiento. **NOTA:** cuando se colocan correctamente, las 2 barras U se alinearán en el centro como se muestra en la Figura 2., y las etiquetas "1", "2", "3" y "4" estarán alineadas.

⚠ **ADVERTENCIA:** si no se monta correctamente este asiento de baño, se pueden producir caídas / lesiones.

2 Find the 1 medium sized screw -
⚠ **WARNING** - Medium screw **MUST** be used for the next step or damage to the seat will occur. Place medium screw with washer into center hole through both U bars and into the screw hole in the seat. The contour of the washers should match the curve of the bar. **DO NOT** fully tighten yet.


Encuentra el 1 tornillo de tamaño mediano -

⚠ **ADVERTENCIA** - El tornillo de tamaño mediano **DEBE** ser utilizado para el siguiente paso; de lo contrario, se producirán daños o lesiones. Coloque el tornillo mediano con arandela en el orificio central a través de ambas barras en U y en el orificio del tornillo en el asiento. El contorno de la arandela debe coincidir con la curva de la barra. **NO** apriete por completo.




- 3** Attach backrest to both L bars. Press in the pop pins and line up with backrest holes. Assure pins are completely through the holes.

Fije el respaldo a ambas barras en L. Presione los pernos y alinee con los agujeros en el respaldo. Asegúrese de que los pasadores estén completamente a través de los agujeros.




- 4** Place L bar over U bar holes so holes line up. Insert screws and washers on L bar. **DO NOT** tighten yet. Repeat with other L Bar. Fully tighten the 4 long screws. Tighten the middle medium screw. Periodically check to assure that all screws remain tight.

Coloque la barra L sobre los agujeros de la barra en U para que los orificios estén alineados. Atornille con tornillos largos, incluida la arandela. **NO** apriete. Repita con otra barra L. Aprieta los 4 tornillos largos. Apretar el tornillo mediano. Controle periódicamente para asegurarse de que todos los tornillos estén apretados.



- 5** Slip leg extensions on, push copper pin and slide on, line up pin and hole so pin pops through leg extension hole completely. Repeat for all 4 legs. Adjust height so all legs are the same height.

Deslice las extensiones de pierna, empuje el pasador de cobre y deslícelo, alinee el pasador y el orificio para que el pasador salga por completo del orificio de extensión de la pierna. Repita para las 4 patas. Ajuste la altura para que todas las piernas sean iguales.



- 6** Check for stability. Assure all pins are completely through the holes and legs are all the same height. Place Bath and Shower Seat in shower or bath on a level surface. Periodically check to assure that all screws remain tight.

Verifica la estabilidad. Asegúrese de que todos los pasadores estén completamente a través de los agujeros y que las patas tengan la misma altura. Coloque el asiento de baño y ducha en la ducha o el baño en una superficie nivelada. Controle periódicamente para asegurarse de que todos los tornillos estén apretados.

See additional warnings on enclosed warnings guide.

Ver advertencias adicionales en la guía de advertencia adjunta.