

3.75"

Manufactured for: Compass Health Brands Corp.  
6753 Engle Road  
Middleburg Heights, Ohio 44130  
Tel.: (800) 376-7263  
www.compasshealthbrands.com  
Made in China / Hecho en China  
42\_CRA\_CRAT\_CRJ\_Crutches\_00 ©2017

**COMPASSHEALTH**


**CRAT**  
Adulte Alto  
Grand adulte

Patent Height  
Altura del paciente  
5'10" to 6'6"  
Hauteur du patient  
De 5 pi 10 po à 6 pi 6 po



**CRA Adult**  
Adulto del  
paciente

Patent Height  
Altura del paciente  
5'2" to 5'10"  
Hauteur du patient  
De 5 pi 2 po à 5 pi 10 po



**CRJ Junior**  
Junior

Patent Height  
Altura del paciente  
4'6" to 5'2"  
Grandeur du patient  
De 4 pi 6 po à 5 pi 2 po



## Aluminum Crutches

Tool Free Handle & Height Adjustment



Quantity - One Pair  
Cantidad: un par  
Quantité - Une paire

Not Made with Natural Rubber Latex  
Sin látex  
Sans latex

350 lb/158 kg Weight Limit  
Límite de peso: 350 lb (158 kg)  
Limite de poids : 350 lb/158 kg

**Muletas de aluminio**  
Ajuste de manija y altura sin herramientas

**Béquilles en aluminium**  
Poignée réglable sans outil et hauteur réglable

18.75"

3.75"

# Aluminum Crutches

Tool Free Handle & Height Adjustment

For optimal fit and assembly, see instructions below:

1. Height: Adjust height by pressing both push-buttons, rotating foot-piece, and pulling down until desired patient height is obtained. To help in doing this, the foot-piece has a circular ring marked to indicate location of push-button. Rotate foot-piece again until both push buttons snap back into place.
2. Handgrip: Adjust handgrip to fit an approximate 10° bend at patient elbow.
3. Safety Check: With crutches positioned per diagram at the end of the instructions, confirm patient can lean forward comfortably while resting on the underarm supports. Patient should not have to stand uncomfortably upright. Ensure both push-buttons are firmly in place and handgrip nuts are tightened securely.

## CAUTIONS:

- Use only after proper training under the direction of your doctor or physical therapist.
- Replace crutch tips if worn.
- Keep hand grip wing nut tightened at all times.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.
- Limited lifetime warranty on frame, 90 days on all other parts

# Muletas de aluminio

Ajuste de manija y altura sin herramientas

Para una perfecta adecuación y ensamblaje, ver las instrucciones siguientes:

1. Altura: Ajuste la altura presionando ambos botones de presión, rotando la pieza de la base y bajando hasta obtener la altura deseada para el paciente. Como ayuda para realizar esto, la pieza de la base tiene un anillo circular marcado para indicar la ubicación del botón de presión. Gire la pieza de la nuevamente hasta que ambos botones de presión recuperen su lugar.
2. Empuñadura: Ajuste la empuñadura para que quede a una distancia aproximada de 10 grados de la flexión del codo del paciente.
3. Control de seguridad: Con las muletas colocadas como muestra el diagrama de abajo, confirme que el paciente pueda apoyarse hacia delante de manera cómoda mientras descansa en el soporte del antebrazo. El paciente debe sentirse cómodo cuando esté parado. Asegúrese que ambos botones de presión estén firmes en su lugar y las tuercas de la empuñadura estén ajustadas con seguridad.

## PRECAUCIONES:

- Usar luego del entrenamiento apropiado bajo la dirección de su doctor o terapeuta físico.
- Reemplace las puntas de las muletas si están desgastadas.
- Mantenga la tuerca del ala de la empuñadura ajustada.
- Tenga mayor precaución en superficies húmedas y resbaladizas.
- Garantía limitada de por vida sobre la estructura. 90 días en todas las otras piezas.

# Béquilles en aluminium


Poignée réglable sans outil et hauteur réglable

Pour un ajustement et un assemblage optimaux, voir les instructions ci-dessous :

1. Hauteur : Ajuster la hauteur en appuyant simultanément sur les deux boutons poussoir, en tournant la pièce de pied et en tirant vers le bas jusqu'à obtenir la hauteur désirée du patient. Pour aider cela, la pièce de pied possède la marque d'un anneau circulaire pour indiquer l'endroit du bouton-poussoir. Tourner la pièce de pied une autre fois jusqu'à ce que les boutons poussoir s'encliquettent.
2. Poignée : Ajuster la poignée afin qu'elle soit ajustée à environ 10° de l'épaule du patient.
3. Contrôle de sécurité : Avec les béquilles positionnées comme sur le schéma ci-dessous, confirmer que le patient peut se pencher aisément vers l'avant en étant appuyé sur les appuis pour les aisselles. Le patient doit se tenir debout aisément. Assurez-vous que les boutons poussoir sont bien en place et que les écrous sont serrés correctement.

## ATTENTION :

- Utiliser seulement après avoir suivi la formation appropriée sous la direction de votre médecin ou de votre physiothérapeute.
- Remplacer les embouts des béquilles s'ils ont été utilisés.
- Garder l'écrou à oreilles de la poignée serré en tout temps.
- Redoubler de prudence sur les surfaces mouillées ou glissantes.
- Garantie à vie limitée pour le cadre 90 jours pour toutes les autres pièces



Crutch Fitting Position

Posición Adecuada de la Muleta

Position d'ajustement des béquilles

18.75"